



СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
(двух и трехполочный)
Модели СИ-2С, СИ-2СН, СИ-2Н, СИ-3С, СИ-3Н

1. Назначение изделия

1.1. Изделие предназначено для размещения инструментов/материалов и передвижения.

2. Технические характеристики

2.1. Каркас разборный, на котором крепежными соединениями закреплены полки.

2.2. Установлены две или три полки из нержавеющей стали, стекла или комбинированный, по выбору Заказчика.

2.3. Каркас изготовлен из тонкостенного, стального профиля с нанесением полимерно-порошкового покрытия.

2.4. Размеры изделия

Модель	СИ-2С, СИ-2СН, СИ-2Н, СИ-3С, СИ-3Н
Габариты (Д*Г*В), мм.	640*640*860

3. Комплектность

Полки установлены в рамки из уголка 15*15мм

Наименование	Количество
Модель СИ-2С и СИ-2Н Боковая опора из квадратной трубы 20*20мм, Полка из стекла 390*590мм с притупленным краем или нержавеющая сталь Колесные опоры диаметр 50мм (резина/пластик) или регулируемые ножные опоры	2 шт 2 шт 4 шт
Модель СИ-2СН Боковая опора из квадратной трубы 20*20мм, Полка из стекла 390*590мм с притупленным краем Полка из нержавеющей стали Колесные опоры диаметр 50мм (резина/пластик) или регулируемые ножные опоры	2 шт 1 шт 1 шт 4 шт
Модель СИ-3С и СИ-3Н Боковая опора из квадратной трубы 20*20мм, Полка 390*590мм из стекла с притупленным краем или нержавеющей стали Колесные опоры диаметр 50мм (резина/пластик) или регулируемые ножные опоры	2 шт 3 шт 4 шт
Фурнитура (винты М6 патай, гайки колпачковые)	1 компл.

4. Инструкция по сборке

4.1. Освободить изделие от транспортной упаковки.

4.2. Провести сборку изделия.

4.3. Произвести первичную дезинфекцию изделия специальными средствами.

5. Рекомендации по эксплуатации

5.1. Допускается обработка поверхности дезинфицирующими средствами.

5.2. Не рекомендуется использовать абразивные моющие средства.

5.3. Избегать длительного контакта с водой и агрессивными жидкостями.

5.4. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания стола, избегайте резких рывков и ударов при его перемещении.

6. Правила эксплуатации

6.1. Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды +10+35 градусов и относительной влажности 75-80%.

6.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, воздействия высоких температур.

6.3. Не рекомендуется допускать нагрузку на полки из стекла более 7кг, из нержавеющей стали более 20кг.

7. Примечание

7.1. Рабочая поверхность стола в случае попадания на нее агрессивных химических веществ должна протираться с использованием нейтрализующих средств.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение изделия в течение 24х месяцев при правильной эксплуатации.

8.2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.

Все комплектующие изделия изготовлены из гигиенически сертифицированных материалов.

9. Адрес предприятия-изготовителя:

620102, г.Екатеринбург, ул.Чкалова, д.3

тел/факс +7 (343) 234-66-21

<http://beregovoe.alltrades.ru>